





**Maßnahmen und Interpretation der Ergebnisse:**  
 Die Testdurchführung streng befolgt werden.  
 Nachweis von SARS-CoV-2-Antigen in humanen Nasenabstrichen.

Qualitativen Test handelt, können quantitative Werte der Konzentration nicht bestimmt werden.

Antigen Test zur Patientenselbsttestung wurde in klinischen Erwachsenen im Alter von 18-68 Jahren und Jugendlichen/ Kindern unter 18 Jahren nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen oder von Erwachsenen durchgeführt werden. Personen über 18 Jahren zur Testdurchführung und Auswertung gegebenenfalls Hilfsperson zurückgreifen.

Personen in vorderen Nasenabstrichen während der akuten Infektion nicht nachweisbar.

Antikörperantwort ist mit diesem Test nicht möglich. Hierfür sind andere Tests erforderlich.

Personen auf das Vorhandensein viraler Antigene hin, aber nicht auf die Krankengeschichte und anderen diagnostischen Tests, um den Infektionsstatus zu bestimmen. Dies kann eine bakterielle Infektion oder eine Co-Infektion sein.

Personen als vorläufig betrachtet werden und ein Bestätigungstest falls erforderlich durchgeführt werden.

Personen eine SARS-CoV-2-Infektion nicht aus und die Grundlage für Behandlungs- oder Patientenmaßnahmen, einschließlich Entscheidungen zur Infektionskontrolle. Personen, die negativ getestet wurden und keine Symptome aufweisen, sollten sich an Ihren Arzt wenden.

**SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test zur Selbsterhebung:**  
 Dieser Test wurde anhand der Nasenabstrichproben von 146 Probanden in einem klinischen Zentrum in Berlin bewertet. Davon wurden 79 Personen nach Symptombeginn. Die Studienkohorte umfasste Personen im Alter von 18 bis 68 Jahren mit klinischem Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion. Die Studienteilnehmer befolgten schriftliche Anweisungen, um eine Nasenabstrichprobe zu entnehmen und die Entnahme der Probe und die Testdurchführung zu überwachen. Die Intervention wurde beobachtet. PCR-Tests der Nasenabstrichproben / oropharyngealer Abstrichproben wurden verwendet. Die nasale Probenentnahme ging immer vor der Probenentnahme voraus. Bei 27,4% der Patienten wurde SARS-CoV-2-Infektion diagnostiziert (mittels PCR).

**SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test zur Selbsterhebung:**  
 Dieser Test wurde auch für die Selbsterhebung oder professioneller Entnahme von nasalen Abstrichen in einem klinischen Zentrum bewertet. 468 Erwachsene mit klinischem Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion wurden prospektiv eingeschlossen. 179 Personen nahmen innerhalb von 7 Tagen nach Symptombeginn unter Aufsicht von medizinischem Fachpersonal eine untere Nasenabstrichprobe durch medizinisches Fachpersonal. 289 Personen nahmen innerhalb von 7 Tagen nach Symptombeginn eine Selbstentnahme einer nasalen Abstrichprobe. Die Testdurchführung wurde unter Aufsicht von medizinischem Fachpersonal ohne PCR-Tests unter Verwendung kombinierter nasopharyngealer Probenproben als Vergleichsmethoden verwendet. Die Testergebnisse wurden immer der kombinierten NP / OP-Probenentnahme gegenübergestellt.

**Spezifität:**  
 Identifizierte der Antigen-Schnelltest 82,5% (CI: 78,5% - 86,5%) der nicht infizierten Personen und 100,0% (CI: 96,5% - 100,0%) der nicht infizierten Personen innerhalb der ersten 5 Tage seit Auftreten der Infektion, identifizierte der Test 86,2% (CI: 68,3% - 96,1%) der infizierten Personen korrekt.

Innerhalb von 7 Tagen nach Symptombeginn identifizierten infizierten Patienten der Test 83 infizierte Patienten innerhalb von 5 Tagen seit dem Auftreten von SARS-CoV-2, identifiziert der Test 86 von 100 infizierten Patienten innerhalb von 7 Tagen nach Symptombeginn ergibt sich zu einer hohen Leistungsbewertung des Tests aus den oben genannten Daten. Der Test zeigte eine Sensitivität von 83,3% und eine Spezifität von 100,0%.

positiv	PCR negativ	Gesamt
85	4	89
17	431	448
102	435	537
<b>83.3% (95%CI: 74.7% - 90.0%)</b>		
<b>99.1% (95%CI: 97.7% - 99.7%)</b>		

**Analytische Leistung**

**1. Nachweisgrenze (LoD):**

Die SARS-CoV-2-positive Probe wurde durch Versetzen eines mittels PCR bestätigten SARS-CoV-2-negativen Nasenabstrichs mit inaktiviertem SARS-CoV-2 (2019-nCoV), Stamm NCCP 43326/2020/Korea, gewonnen. Die LoD wurde durch Testen einer Verdünnungsreihe künstlicher positiver Proben als 9.25 x 10<sup>1.2</sup> TCID<sub>50</sub>/mL für direkte Nasenabstriche bestimmt.

**2. Kreuzreaktivität und mikrobielle Interferenz:**

Mit den folgenden Mikroorganismen wurde bei den angegebenen Konzentrationen keine Kreuzreaktivität oder Interferenz festgestellt:

- Humanes Coronavirus OC43 (1 x 10<sup>7.77</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Humanes Coronavirus NL63 (1 x 10<sup>5.07</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), MERS-Coronavirus (4.17 x 10<sup>5</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Adenovirus Typ 1 (2.57 x 10<sup>8</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Adenovirus Typ 2 (1.15 x 10<sup>7</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Adenovirus Typ 5 (1 x 10<sup>7.53</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Adenovirus Typ 6 (1 x 10<sup>7.29</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Adenovirus Typ 7A (1 x 10<sup>5.15</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Adenovirus Typ 11 (1 x 10<sup>7.29</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Adenovirus Typ 14 (1 x 10<sup>5.39</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Adenovirus Typ 40 (1 x 10<sup>6.58</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Humanes Metapneumovirus 3 Typ B1 (1 x 10<sup>6.34</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Humanes Metapneumovirus 16 Typ A1 (1 x 10<sup>6.98</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Parainfluenzavirus 1 (1 x 10<sup>8.49</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Parainfluenzavirus 2 (1 x 10<sup>6.10</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Parainfluenzavirus 3 (1 x 10<sup>6.82</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Parainfluenzavirus 4A (1 x 10<sup>6.58</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Influenza A H1N1 pdm/Michigan/45/15 (1 x 10<sup>6.10</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Influenza A H1N1 Brisbane/59/07 (1 x 10<sup>5.86</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Influenza A H3N2 Singapur/INFIMH-16-0019/16 (4.68 x 10<sup>4</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Influenza A H3N2 South Australia/55/14 (1 x 10<sup>5.07</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Influenza A H3N2 Hong Kong/8/68 (1 x 10<sup>5.70</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Influenza A H3N2 Victoria/361/11 (1 x 10<sup>5.15</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Influenza B Massachusetts/2/12 (1 x 10<sup>5.39</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Influenza B Malaysia/2506/04 (1 x 10<sup>5.07</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Influenza B Lee/40 (1 x 10<sup>5.39</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Influenza B Yamagata/16/88 (1 x 10<sup>5.39</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Influenza B Victoria/2/87 (1.86 x 10<sup>4</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Influenza B Texas/6/11 (1 x 10<sup>6.58</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Influenza B Colorado/6/17 (4.68 x 10<sup>4</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Influenza B Florida/02/06 (3.8 x 10<sup>6</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Enterovirus Typ 68 09/2014 Isolat 4 (3.55 x 10<sup>5</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Respiratorisches Synzytial-Virus A (1 x 10<sup>6.58</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Respiratorisches Synzytial-Virus B (5.01 x 10<sup>5</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Rhinovirus 1A (1 x 10<sup>5.55</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Rhinovirus A16 (1 x 10<sup>6.1</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), Rhinovirus B42 (1.41 x 10<sup>5</sup> TCID<sub>50</sub>/mL), *Haemophilus influenzae* (NCCP 13815) (2.54 x 10<sup>7</sup> KBE/mL), *Haemophilus influenzae* (NCCP 13819) (3.39 x 10<sup>7</sup> KBE/mL), *Haemophilus influenzae* (NCCP 14581) (4.10 x 10<sup>7</sup> KBE/mL), *Haemophilus influenzae* (NCCP 14582) (1.06 x 10<sup>7</sup> KBE/mL), *Streptococcus pneumoniae* Typ 1 (KCCM 41560) (1.54 x 10<sup>6</sup> KBE/mL), *Streptococcus pneumoniae* Typ 2 (KCCM 40410) (1.04 x 10<sup>7</sup> KBE/mL), *Streptococcus pneumoniae* Typ 3 (KCCM 41569) (1.34 x 10<sup>7</sup> KBE/mL), *Streptococcus pneumoniae* Typ 5 (KCCM 41570) (1.24 x 10<sup>7</sup> KBE/mL), *Streptococcus pyogenes* (ATCC 12344) (3.22 x 10<sup>7</sup> KBE/mL), *Candida albicans* (ATCC 10231) (1.78 x 10<sup>6</sup> KBE/mL), *Bordetella pertussis* (NCCP 13671) (6.24 x 10<sup>7</sup> KBE/mL), *Mycoplasma pneumoniae* (ATCC 15531) (2.48 x 10<sup>9</sup> KBE/mL), *Chlamydia pneumoniae* (ATCC VR-2282) (9.1 x 10<sup>7</sup> IFU/mL), *Legionella pneumophila* (ATCC 33155) (1.9 x 10<sup>8</sup> KBE/mL), *Staphylococcus aureus* (NCCP 14647) (1.00 x 10<sup>9</sup> KBE/mL), *Staphylococcus epidermidis* (KCCM 35494) (6.22 x 10<sup>8</sup> KBE/mL).

Es wurde eine Kreuzreaktivität für SARS-CoV beobachtet.  
**Hinweis:** Das Humane Coronavirus HKU1, *Pneumocystis jirovecii* (PJP) und *Mycobacterium tuberculosis* wurden nicht getestet. Eine Kreuzreaktion mit dem Humanen Coronavirus HKU1, PJP oder TB ist möglich, obwohl die prozentuale Übereinstimmung der Nukleokapsidproteinsequenz von HKU1 und der Proteine von PJP und TB mit der Nukleokapsidproteinsequenz von SARS-CoV-2 bei 31,6 %, 12,3 % bzw. 13,0 % liegt, was als gering gilt.

**3. Untersuchung exogener/endogener interferierender Substanzen:**

Mit den folgenden Substanzen wurde bei den angegebenen Konzentrationen keine Interferenz festgestellt:

- Chloraseptic (Menthol/Benzocain) (1.5 mg/mL), Naso GEL (NeilMed) (5 % v/v), CVS Health Nasentropfen (Phenylephrin) (15 % v/v), Afrin (Oxymetazolin) (15 % v/v), CVS Health Oxymetazolin (15 % v/v), CVS Health Nasenspray (Cromolyn) (15 % v/v), Zicam (5 % v/v), homöopathisches Mittel (Alkalo) (1:10-Verdünnung), Phenolspray gegen Halsschmerzen (15 % v/v), Tobramycin (4 µg/mL), Mupirocin (10 mg/mL), CVS Health Fluticasonpropionat (5 % v/v), Tamiflu (Osetamivirphosphat) (5 mg/mL), Vollblut (4 %), Mucin (0,5 %).


















**4. High-Dose-Hook-Effekt:**

Proben wurden mit SARS-CoV-2-Virenkultur versetzt. Die SARS-CoV-2-Virenkultur zeigte keinen Hook-Effekt bis 1 x 10<sup>6.2</sup> TCID<sub>50</sub>/mL. Um die Grenze zwischen dem ganzzahligen Teil und dem gebrochenen Teil einer Zahl anzugeben, wird in diesem Methodenblatt immer ein Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet.

**Literatur**

- 1 Coronaviruses. European Centre for Disease Prevention and Control. <https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/coronaviruses>. Accessed 6 Jan 2021
- 2 Wu et al. Nature. 2020. 579:265-9.
- 3 Coronaviridae Study Group of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Nat Microbiol. 2020. 5:536-44.
- 4 [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- 5 WHO. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>. Accessed 6 Jan 2021.
- 6 WHO. <https://www.who.int/publications-detail-redirect/diagnostic-testing-for-sars-cov-2>. Accessed 6 Jan 2021.
- 7 Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>. Accessed 6 Jan 2021.

**Symbole**

-  Referenznummer
-  Chargenbezeichnung
-  In-vitro-Diagnostikum
-  Achtung
-  Gebrauchsanweisung beachten
-  Inhalt ausreichend für <n> Tests
-  Verwendbar bis
-  Temperaturgrenze
-  Systeme, auf denen die Reagenzien verwendet werden können
-  Globale Artikelnummer GTIN
-  Nur einmal verwenden
-  Eindeutige Produktidentifizierungsnummer
-  Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
-  Herstellungsdatum
-  Hersteller
-  Vor Sonnenlicht schützen
-  Produkt trocken lagern

Sonderzulassung BfArM 5640/S-025/21 für die Patientenselbstanwendung.

	<p><b>SD BIOSENSOR</b>          Hauptsitz: C-4th&amp;5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690 REPUBLIK KOREA          Produktionsstandort: 74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161 REPUBLIK KOREA  <a href="http://www.sdbiosensor.com">www.sdbiosensor.com</a></p>
	<p><b>Vertrieb durch:</b>          Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Straße 116, D-68305 Mannheim  <a href="http://www.roche.com">www.roche.com</a>          Roche Bestellnummer: 09365397</p>
<p>EC REP</p>	<p>Bevollmächtigter          MT Promedt Consulting GmbH Altenhofstraße 80, 66386 St. Ingbert, Deutschland</p>







Die Selbsttests helfen, den Schul- und Kita-Besuch in Zeiten der Pandemie sicherer zu gestalten. Für einen besseren Schutz für jeden Einzelnen, für Familien, Freunde und das Kollegium.

## Was sind Corona-Selbsttests?

Die sogenannten Antigen-Schnelltests können einfach und schnell verwendet werden (siehe Kurzanleitung). Der Tupfer muss ca. 2 cm tief in jedes Nasenloch eingeführt werden. Schon nach 15 Minuten wird das Ergebnis angezeigt.

## Sind die Selbsttests verpflichtend?

Wenn möglichst viele regelmäßig Selbsttests machen, werden Infektionen mit dem Corona-Virus frühzeitig erkannt. Dadurch lassen sich weitere Ansteckungen reduzieren. Die Selbsttests sind freiwillig und kostenlos.

## Wo und wie oft sind die Selbsttests durchzuführen?

Die Selbsttests sollten zwei Mal pro Woche zu Hause durchgeführt werden - vor dem Schulbesuch oder Dienstantritt.

## Was ist bei einem „positiven“ Testergebnis zu tun?

Ist das Ergebnis „positiv“, muss sich die Testperson bei der Schule krankmelden und umgehend einen PCR-Nachtest in einem Nachtestzentrum machen. Der PCR-Nachtest ist für Lernende sowie Schul- und Kitapersonal kostenlos. Ein Termin ist nicht nötig. Bis das PCR-Testergebnis da ist, muss die Testperson in häuslicher Quarantäne bleiben.

## Warum sind bei einem negativen Testergebnis trotzdem die Corona-Regeln zu beachten?

Die Schnelltests sind nur ein Baustein. Zusammen mit den anderen geltenden Hygiene-Maßnahmen erhöht er die Sicherheit in der Schule, Kita und zu Hause.

Dazu zählen:

- Abstand halten
- Mund-Nasen-Bedeckung tragen
- Händewaschen
- Niesen und Husten in die Armbeuge
- regelmäßiges Lüften

## Wie werden die Selbsttests gelagert und entsorgt?

Die Tests sollten bei 2–30 °C gelagert und keinesfalls eingefroren werden. Abfälle von benutzten Tests lassen sich in einem reißfesten und dichten Müllbeutel gemeinsam mit anderen Haushaltsabfällen entsorgen.

## Bei Corona-typischen Symptomen: Soll der Selbsttest trotzdem erfolgen?

Nein. Bei einem konkreten Verdacht auf eine Corona-Infektion wenden sich Betroffene an die Hausarztpraxis oder an das Gesundheitsamt.

### PCR-Nachtests

Ein positives Testergebnis muss in einem zentralen PCR-Nachtestzentrum überprüft werden. Diese PCR-Nachtestzentren sind täglich von 7:00 Uhr bis 16:30 Uhr ohne Terminabstimmung geöffnet.

Die jeweils aktuelle Liste der PCR-Nachtestzentren für Schule, Kita und Kindertagespflege gibt es hier:



[www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/testzentren\\_senbjf.pdf](http://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/testzentren_senbjf.pdf)

### Weitere Informationen zum Corona-Selbsttest

- Kurzanleitung und Anleitungsvideo in verschiedenen Sprachen: AR, TR, RU, BG, PL, EN, FR, ES, SR, VI
- Standorte der Nachtestzentren
- Weitere Fragen und Antworten
- Gebrauchsanweisung des Herstellers



[www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests](http://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests)

# DANKE FÜRS MITMACHEN

# KURZANLEITUNG FÜR DEN SELBSTTEST

Produkt: SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

Hersteller: Roche


Senatsverwaltung  
für Bildung, Jugend  
und Familie

BERLIN



## Vorbereitung


Diese Komponenten sollten zur Testdurchführung vorliegen:



Zur Probennahme den separat erhältlichen Abstrichtupfer (Marke: Nasal Swabs, Mat.-Nr. 09 421 777 001) verwenden

## Probennahme (bei Zimmertemperatur)


Abstrichtupfer in beide Nasenlöcher ca. 2 cm einführen, jeweils viermal drehen und dabei über die Nasenschleimhaut führen (ca. 15 Sekunden)



## Behandlung der Probe

Abstrichtupfer einführen und mehr als zehnmal drehen

Röhrchen dabei gegen Tupfer zusammenpressen, um Antigene zu lösen




mehr als 10 x


Tupfer unter festem Druck auf die Röhrchenwand entnehmen und Tropfkappe aufsetzen



Vier Tropfen in Probenvertiefung auf der Testkassette geben





Ergebnis nach 15 min ablesen



Nach mehr als 30 Minuten kein Ergebnis mehr auswerten!


## Auswertung der Ergebnisse

Jede Farbschattierung bei der Testlinie (T) ist als positiv zu betrachten




Negativ

Farbige Kontrolllinie (C)



Positiv

Farbige Kontroll- (C) und Testlinie (T)



Ungültig/unklar

Keine Kontrolllinie (C)

## Entsorgung



Verwendete Testkits gut verpackt im Hausmüll entsorgen

Schüler/-innen sowie Schul- oder Kitapersonal können zur Schule/Kita gehen

- Eltern melden Kind in Schule krank bzw. Schul- oder Kitapersonal meldet sich krank
- Schüler/-innen sowie Schul- oder Kitapersonal lassen PCR-Nachtestung in einem der zentralen Testzentren durchführen

Test mit neuem Material wiederholen